


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rhot2 Para Wb - Q8Ixi1

Número do item: CM0027877



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao RHOT2 humano (MIRO-2) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Estuda o tráfego mitocondrial e distribuição subcelular. UniProt Q8IXI1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHOT2 Rabbit pAb
Observações/Alias	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89941
GeneID	89941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-550 do RHOT2 humano (NP_620124.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXI1
Peso Molecular	68kDa
Envio	Saco de gelo