


Anticorpo Policlonal Anti-Rhou Para Wb, Elisa - Q7L0Q8

Número do item: CM0020766



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RHOU humano (WRCH1, CDC42L1), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Envolvido em pesquisas sobre morfologia celular, organização do citoesqueleto e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RHOU Rabbit pAb
Observações/alias	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO
Espécie	Humano
GeneID (humano)	58480
GeneID	58480
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q7L0Q8
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo