

Anti-Ric8A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Npq8

Número do item: CM0017595

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RIC8A de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta RIC8A (sinembrina-A) humano, de camundongo e de rato, uma chaperona e GEF para proteínas G alfa. Ideal para pesquisa de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIC8A pAb de Coelho
Observações/Apelido	RIC8; RIC8A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60626
GeneID	60626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 362-531 do RIC8A humano (NP_001273063.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPQ8
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo