


Anticorpo Policlonal Anti-Rictor Para Wb - Q6R327

Número do item: CM0027561



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RICTOR validado para WB e ELISA. Reconhece RICTOR humano com reatividade cruzada com rato. Essa proteína de ~192 kDa é um adaptador chave no mTORC2, mediando a fosforilação de AKT e o crescimento celular. - Q6R327

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RICTOR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
Espécie	Humano
GeneID	253260
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1043-1142 do RICTOR humano (NP_689969.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q6R327
Peso da Proteína	192kDa
Envio	Bolsa de gelo