


Anticorpo Monoclonal Anti-Rig-I/Ddx58 Para Wb, Elisa - 095786

Número do item: CM0009681



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Rig-I/DDX58 (SWISS 095786) validado para WB e ELISA. Detecta RIG-I humano, um sensor de RNA citoplasmático fundamental na imunidade antiviral inata. Adequado para estudos de pesquisa em doenças infecciosas e sinalização de interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Rig-I/DDX58
Observações/Apelido	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Espécie	Humano
ID do Gene	23586 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintetizado derivado de Rig-I/DDX58 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095786
Peso Proteico	107kDa
Envio	Bolsa de Gelo