


Anti-Rims2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Uq26

Número do item: CM0017932



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RIMS2, adequado para aplicações de WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para estudar exocitose sináptica e vias neurológicas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIMS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9699
ID do Gene	9699
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do RIMS2 humano (NP_055492.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UQ26
Peso da Proteína	160kDa
Envio	Saco de gelo