

## Anticorpo Policlonais Anti-Rin2 Para Wb E Elisa - Q8Wyp3

Número do item: CM0013462

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RIN2 humano (Ras and Rab interactor 2), também conhecido como RASSF4. Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para estudos da via de endocitose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                  |
|----------------------------|------------------------|
| Nome do Produto            | RIN2 Rabbit pAb        |
| Observações/Apelido        | MACS; RASSF4; RIN2     |
| Espécie                    | Humano                 |
| ID do Gene                 | 54453                  |
| Imunógeno                  | Proteína recombinante  |
| Origem                     | Coelho                 |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais |
| Aplicação                  | WB, ELISA              |
| Reação Cruzada             | Humano, Camundongo     |
| SWISS                      | Q8WYP3                 |
| Peso Molecular da Proteína | 100kDa                 |
| Envio                      | Bolsa de gelo          |