


Anticorpo Monoclonal Anti-Ring1B/Rnf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99496

Número do item: CM0007007



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RING1B/RNF2 (RING2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RING1B humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa epigenética, de cromatina e sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RING1B/RNF2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6045
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-336 da RING1B/RNF2 humana (NP_009143.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99496
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo