


Anticorpo Monoclonal Anti-Ring1B/Rnf2 Para Wb, Ip E Elisa - Q99496

Número do item: CM0009853



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao RING1B/RNF2 humano (RING2). Validado para WB, IP e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para estudar a repressão do Polycomb e a ubiquitinação da histona H2A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho RING1B/RNF2
Observações/Apelido	BAP1, DING, BAP-1, HIP13, RING2, LUSYAM, RING1B, RING1B/RNF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6045
GeneID	6045
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 100-200 do RING1B/RNF2 humano, Q99496)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99496
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de Gelo