


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ring1B/Rnf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q99496

Número do item: CM0030750



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RING1B/RNF2 (ligase E3 de ubiquitina-proteína RING2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RING1B/RNF2
Observações/Apêndice	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6045
ID do Gene	6045
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-336 do RING1B/RNF2 humano (NP_009143.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q99496
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo