


Anticorpo Monoclonal Anti-Ring1B/Rnf2 Polymab® De Coelho Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99496

Número do item: CM0005892



introdução

Anticorpo monoclonal PolymAb® de coelho direcionado ao RING1B/RNF2 humano (E3 ubiquitina ligase), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epigenética e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RING1B/RNF2 PolymAb® de Coelho
Observações/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6045
GeneID	6045
Imunógeno	Proteína recombinante de RING1B/RNF2 humano (NP_009143.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99496
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo