


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Riok2 Para Wb, Elisa - Q9Bvs4

Número do item: CM0018448



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra RIOK2 humano, adequado para Western blot e ELISA. Alvo envolvido na biogênese de ribossomos e regulação do ciclo celular. Ideal para aplicações de pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIOK2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RIO2; RIOK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55781
GeneID	55781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 253-552 da RIOK2 humana (NP_060813.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BVS4
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo