


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rip3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9QZL0

Número do item: CM0005582



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-RIP3 para pesquisa de necroptose e apoptose em camundongos. Validado para aplicações de western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Imunógeno recombinante dos aminoácidos 320-420 da proteína RIP3 de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIP3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	Rip3; 2610528K09Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	11035
GeneID	56532
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 320-420 da RIP3 de camundongo (NP_064339.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QZL0
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo