


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rip3 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Qzl0

Número do item: CM0020566



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RIP3 de camundongo (Ripk3), validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de necroptose, apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RIP3
Observações/Apelido	Rip3; 2610528K09Rik; RIP3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	11035
GeneID	56532
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 320-420 do RIP3 de camundongo (NP_064339.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9QZL0
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de gelo