

Anticorpo Policlonais Anti-Rip3/Ripk3 Para Ihc-P E Elisa - Q9Y572

Número do item: CM0022111



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RIP3 (RIPK3) humano. Validado para IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de necroptose, apoptose e interações hospedeiro-vírus. Use este anticorpo de grau de pesquisa para explorar vias de morte celular programada e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	RIP3; RIPK3
Espécie	Humano
ID do Gene	11035
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 410-518 da RIP3 humana (NP_006862.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y572
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo