


Anticorpo Monoclonal Anti-Ripk1/Rip Para Wb, Ip, Elisa - Q13546

Número do item: CM0003896



introdução

Este [KD Validado] RIPK1/RIP Rabbit mAb detecta RIPK1 humano. Validado para WB, IP, ELISA. Ideal para estudar apoptose mediada por TNF, necroptose e vias inflamatórias. Imunógeno recombinante garante especificidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[KD Validado] RIPK1/RIP Rabbit mAb
Observações/Apelido	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8737
ID do Gene	8737
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13546
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de gelo