


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ripk1/Rip (Validado Por Ko) Para Wb, Ip, Elisa - Q13546

Número do item: CM0004620



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra RIPK1/RIP humano. Adequado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. O imunogênio recombinante abrange os aa 465-671; detecta isoformas de ~76/71 kDa. Regulador chave de apoptose, necroptose e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RIPK1/RIP mAb de Coelho
Observações/Apelido	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8737
ID do Gene	8737
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 465-671 do RIPK1/RIP humano (NP_003795.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13546
Peso da Proteína	76 kDa/71 kDa
Envio	Saco de gelo