


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ripk1/Rip Para Wb, Elisa - Q13546

Número do item: CM0025634



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado direcionado a RIPK1/RIP (RIP1) para Western blot (WB) e ELISA. Detecta RIP1 humano e de camundongo, uma serina-treonina quinase que regula a apoptose induzida por TNF, a necroptose e as vias inflamatórias. Adequado para pesquisa de sinalização de morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIPK1/RIP pAb de Coelho
Observações/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Espécie	Humano
GeneID	8737
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 465-671 da RIPK1/RIP humana (NP_003795.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13546
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo