


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ripk1/Rip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13546

Número do item: CM0030178



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RIPK1/RIP humano (RIP1). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Uso em pesquisa para sinalização de apoptose, necroptose e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RIPK1/RIP
Observações/Apêndice	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8737
GeneID	8737
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RIPK1/RIP humano (NP_003795.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13546
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de gelo