


Anticorpo Policlonal Anti-Ripk2 Para Wb, Elisa - 043353

Número do item: CM0019743



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RIPK2 de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Detecta RIPK2 humano, de camundongo e de rato, uma quinase-chave da imunidade inata envolvida na sinalização de NOD1/2 e na ativação de NF-kB. Ideal para pesquisas em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIPK2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8767
GeneID	8767
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-540 do RIPK2 humano (NP_003812.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43353
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Embalagem de gelo