

Anticorpo Monoclonal Anti-Ripk3 (Rip3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y572

Número do item: CM0005985



introdução

Anticorpo monoclonal direcionado ao RIPK3 (RIP3) humano, adequado para Western blot, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar vias de necroptose e apoptose em pesquisas sobre câncer e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Camundongo Ripk3
Observações/Apelido	RIP3; RIPK3
Espécie Alvo	Humano
GeneID (humano)	11035
GeneID	11035
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do RIP3 humano (NP_006862.2).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y572
Peso Proteico	57kDa
Envio	Em saco de gelo