

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ripk4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P57078

Número do item: CM0028295

introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-RIPK4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com RIPK4 humano e de camundongo. Ideal para estudos de diferenciação de queratinócitos, homeostase da pele e ativação de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RIPK4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKRD3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54101
GeneID	54101
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-520 do RIPK4 humano (NP_065690.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P57078
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo