


Anticorpo Policlonal Anti-RLN2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04090

Número do item: CM0025092



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a prorelaxina H2 humana (RLN2), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para estudar a remodelação do tecido conjuntivo relacionada à gravidez e a biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RLN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6019
GeneID	6019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-185 do RLN2 humano (NP_604390.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04090
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo