


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rmi1 Para Wb E Elisa - Q9H9A7

Número do item: CM0030857



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao RMI1 humano (BLAP75/FAAP75), validado para WB e ELISA. Reconhece RMI1 de camundongo. Ideal para estudos de controle de cruzamento de DNA e recombinação homóloga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RMI1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BLAP75; FAAP75; C9orf76; RMI1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80010
GeneID	80010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 da RMI1 humana (NP_079221.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H9A7
Peso Proteico	70kDa
Transporte	Saco de gelo