

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rmi2 Para Wb, Elisa - Q96E14

Número do item: CM0028730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RMI2 humano (BLAP18), validado para WB e ELISA. Essencial para a estabilidade genômica e recombinação homóloga; adequado para pesquisa de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RMI2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BLAP18; C16orf75; RMI2
Espécie	Humano
ID do Gene	116028 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 do RMI2 humano (NP_689521.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96E14
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de Gelo