

Anticorpo Policlonal Anti-Rmnd1 Para Wb, Elisa - Q9Nws8

Número do item: CM0023377

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RMND1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tradução mitocondrial e montagem de ribossomos. Ideal para o desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RMND1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RMD1; C6orf96; COXPD11; bA351K16; bA351K16.3; RMND1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55005
GeneID	55005
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 13-200 do RMND1 humano (NP_060379.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWS8
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo