

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rmnd5A Para Wb, Elisa - Q9H871

Número do item: CM0013733



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RMND5A humano, um componente central do complexo da E3 ubiquitina ligase CTLH. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Suporta pesquisas sobre a via de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RMND5A Rabbit pAb
Observações/Alias	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64795
ID do Gene	64795
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-270 da RMND5A humana (NP_073617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H871
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo