


Anticorpo Policlonal Anti-Rnase1 Para Wb, Elisa - P07998

Número do item: CM0026979



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RNASE1 humano (ribonuclease A), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de metabolismo de RNA e pesquisa de função pancreática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNASE1 Coelho pAb
Observações/Apelido	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6035
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-156 da RNASE1 humana (NP_937875.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07998
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de Gelo