

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnase2 Para Wb - 035291

Número do item: CM0028497

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra a proteína RNASE2 de rato recombinante. Adequado para aplicações de WB, IF-P, IHC-P, ELISA e validado em espécies humana, de rato e de rato. Para uso em pesquisa apenas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho RNASE2
Observações/Apelido	mR4; RNS2; Rnase2
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	6036
GeneID	53877
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-155 da RNASE2 de rato (NP_001017422.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	035291
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo