

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rnase3 Para Ihc-P E Elisa - P12724

Número do item: CM0023953



introdução

RNASE3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à proteína catiônica de eosinófilo humana (ECP). Validado para IHC-P e ELISA, é adequado para pesquisas de imunidade inata e inflamação. - P12724

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNASE3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6037
GeneID	6037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-160 da RNASE3 humana (NP_002926.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12724
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo