

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rnase3 Para Wb, Elisa - P12724

Número do item: CM0017823



introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonado de coelho anti-RNASE3 para WB e ELISA, direcionado à proteína catiônica de eosinófilos humana (ECP) envolvida na defesa do hospedeiro e na inflamação. Apresenta reatividade cruzada com rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNASE3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6037
GeneID	6037
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-160 da RNASE3 humana (NP_002926.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P12724
Peso da Proteína	18kDa
Transporte	Bolsa de gelo