


Anticorpo Policlonal Anti-Rnase6 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q93091

Número do item: CM0013931



introdução

O pAb de RNASE6 de Coelho é um anticorpo policlonal validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a atividade antimicrobiana da RNase K6 e a imunidade do trato urinário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNASE6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAD1; RNS6; RNaseK6; RNASE6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6039
ID do Gene	6039
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da RNASE6 humana (NP_005606.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93091
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo