


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnaseh1 Para Wb E Elisa - O60930

Número do item: CM0029118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RNASEH1 de alta qualidade para Western blot e ELISA. Detecta RNASEH1 (32kDa) humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de dinâmica de híbridos RNA-DNA, terminação de transcrição e biologia de loops R.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNASEH1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	246243
ID do Gene	246243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-286 da RNASEH1 humana (NP_002927.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60930
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo