


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnaseh2A Para Wb, If/Icc, Elisa - O75792

Número do item: CM0013214



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RNASEH2A, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisas sobre replicação do DNA e síndrome de Aicardi-Goutières.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra RNASEH2A
Observações/Alias	AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEHI; RNASEH2A
Espécie	Humana
GeneID	10535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-299 da RNASEH2A humana (NP_006388.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	O75792
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo