


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnaseh2C Para Wb E Elisa - Q8Tdp1

Número do item: CM0017620



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RNASEH2C humano (AGS3/AYP1), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar o processamento de híbridos RNA:DNA e os mecanismos de replicação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RNASEH2C Rabbit pAb
Observações/Apelido	AGS3; AYP1; RNASEH2C
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	84153
ID do gene	84153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-164 da RNASEH2C humana (NP_115569.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q8TDP1
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo