


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnd1 Para Wb - Q92730

Número do item: CM0013261



introdução

O pAb de Coelho RND1 é um anticorpo policlonal que visa o RND1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a remodelagem do citoesqueleto de actina e a formação de processos neuronais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	pAb de Coelho RND1
Observações/Apelido	ARHS; RHO6; RHOS; RND1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27289
GeneID	27289
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 133-232 do RND1 humano (NP_055285.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92730
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo