

Anticorpo Policlonal Anti-Rnf10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Número do item: CM0024157

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RNF10 humano, uma ligase de ubiquitina E3 fundamental para o controle de qualidade do ribossomo. Validado em WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Detecta proteína de ~90 kDa, ideal para estudar respostas ao estresse e proteostase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RNF10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RNF10; RIE2; proteína dedo de anel 10
Espécies	Humano, Camundongo, Rato
GeneID (humano)	9921
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 660-760 do RNF10 humano (NP_055683.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5U6
Peso da Proteína	89kDa/90kDa
Envio	Saco de gelo