

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rnf10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Número do item: CM0005284

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra RNF10 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudar o controle de qualidade do ribossomo e a ubiquitinação em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF10 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RIE2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9921
GeneID	9921
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 660-760 do RNF10 humano (NP_055683.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5U6
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco com gelo