

Anticorpo Policlonal Anti-Rnf11 Para Wb, Elisa - Q9Y3C5

Número do item: CM0029016

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RNF11 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para o estudo de sinalização inflamatória mediada por ubiquitina e vias de degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF11 Rabbit pAb
Observações/Alias	CGI-123; SID1669; RNF11
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	26994
GeneID	26994
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-154 da RNF11 humana (NP_055187.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3C5
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo