

Anticorpo Policlonais Anti-Rnf114 Para Wb, Elisa - Q9Y508

Número do item: CM0016851

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF114 humano, validado para WB e ELISA. Detecta RNF114 humano e murino, uma ubiquitina E3 ligase envolvida na regulação de NF-κB, controle do ciclo celular e imunidade inata. Ideal para pesquisa da via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF114 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ZNF313; PSORS12; RNF114
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55905
GeneID	55905
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 da RNF114 humana (NP_061153.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y508
Peso Molecular	26kDa
Envio	Bolsa de gelo