

## Anticorpo Policlonal Anti-Rnf115 Para Wb, Elisa - Q9Y4L5

Número do item: CM0020433

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF115 (BCA2, ZNF364) validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com rato. RNF115 é uma ligase E3 de ubiquitina envolvida na autofagia, imunidade antiviral e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RNF115 Coelho pAb                                                                                                                                 |
| Observações/Apelido | BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 27246                                                                                                                                             |
| GeneID              | 27246                                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-140 da RNF115 humana (NP_055270.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Rato                                                                                                                                              |
| SWISS               | Q9Y4L5                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 34kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                      |