

Anticorpo Policlonal Anti-Rnf125 Para Wb, Elisa - Q96Eq8

Número do item: CM0015317



introdução

RNF125 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho validado para Western blot e ELISA, direcionado contra RNF125 humano, uma ligase de ubiquitina E3 que regula a imunidade antiviral e a ativação de células T. Adequado para aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RNF125 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Espécie	Humano
GeneID	54941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-200 do RNF125 humano (NP_060301.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q96EQ8
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo