

Anti-Rnf125 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q96Eq8

Número do item: CM0023969



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF125 humano, validado para Western blot e ELISA. Reconhece humano e camundongo; ataca uma ligase de ubiquitina E3 envolvida na imunidade inata e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RNF125 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Espécie	Humano
ID do Gene	54941
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do RNF125 humano (NP_060301.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96EQ8
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco gelado