


Anticorpo Policlonais Anti-Rnf126 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv68

Número do item: CM0021451



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF126, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar as funções da E3 ubiquitina ligase no controle de qualidade proteico e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF126 Rabbit pAb
Observações/Alias	RNF126; proteína de dedo em anel 126
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55658
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-200 da RNF126 humana (NP_919442.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV68
Peso Proteico	33kDa/35kDa
Envio	Bolsa de gelo