


Anticorpo Policlonal Anti-Rnf126 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv68

Número do item: CM0019501



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a ligase de ubiquitina-proteína E3 humana RNF126, adequado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta RNF126 de 34 kDa em humano, rato e camundongo para pesquisa em ubiquitinação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF126 Coelho pAb
Observações/Apelido	RNF126
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55658
ID do Gene	55658
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV68
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo