

Anticorpo Monoclonal Anti-Rnf14 Para Wb, Elisa - Q9Ubs8

Número do item: CM0003601

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-RNF14 validado para WB e ELISA. Detecta RNF14 humano, de rato e camundongo, uma E3 ligase chave no controle de qualidade da tradução e sinalização Wnt. Ideal para pesquisa mecanicista e diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	RNF14 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	ARA54; HFB30; TRIAD2; HRIHFB2038; RNF14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9604
ID do Gene	9604
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBS8
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo