


Anticorpo Policlonal Anti-Rnf144A Para Wb, Elisa - P50876

Número do item: CM0020243



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RNF144A (UIP4) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de ubiquitinação, dano ao DNA e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF144A Coelho pAb
Observações/Alias	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE7IP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9781
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-179 da RNF144A humana (NP_05561.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P50876
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo