

Anticorpo Policlonal Anti-Rnf149 Para If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Número do item: CM0024536

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RNF149 humano (43kDa) para IF/ICC e ELISA. Detecta RNF149 endógeno; reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de ligase E3 e degradação de BRAF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RNF149 Coelho pAb
Observações/Apêndice	RNF149; DNATP2; proteína de dedo de zinco 149
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	284996
GeneID	284996
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do RNF149 humano (NP_775918.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8NC42
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo