

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf149 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Número do item: CM0015386

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNF149 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta RNF149 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para o estudo de ubiquitinação e vias de degradação de BRAF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF149 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DNATP2; RNF149
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	284996
ID do Gene	284996
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 221-400 da RNF149 humana (NP_775918.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NC42
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo