

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf152 Para Wb, Elisa - Q8N8N0

Número do item: CM0019657

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RNF152 para WB e ELISA, direcionado à ligase de ubiquitina de proteína E3 RNF152 humana (UniProt Q8N8N0). Validado para pesquisa em vias de sinalização mTORC1 e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF152 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RNF152
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	220441
ID do Gene	220441
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RNF152 humano (NP_775828.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N8N0
Peso da Proteína	22kDa
Envio	